

Beurer CM 50 anticelulitni uređaj



UPUTE ZA RUKOVANJE



Beurer GmbH • Söfinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

Objašnjenje znakova

Slijedeći znakovi su korišteni u uputama za rukovanje i na tipskoj pločici:



UPOZORENJE

Upozorenje o riziku od ozljede ili opasnosti po zdravlje.



OPREZ

Sigurnosne informacije o mogućem oštećenju na uređaju/dodatnim dijelovima.



NAPOMENA

Važne informacije.



uređaj ima dvostruku zaštitni omot i tako odgovara zahtjevima zaštitne klase 2



koristiti samo u unutarnjim prostorima - sobnim uvjetima.

1. O celulitu

Celulit je pojava nabiranja kože koja uglavnom pogađa bedra, nadlakticu i stražnjicu. Celulit se primarno javlja kod žena, jer su vlakna kolagena u vezivnom tkivu kod žena uređena u paralelne niti.

Celulit je prisutan kada se masne stanice šire i tako bujaju prema gore, uzrokujući time tipične nabore na površini kože. Za prevenciju ili smanjenje celulita, postoje bezbrojni medicinske i kozmetičke metode tretmana dostupne, ali niti jedna od njih nije 100% učinkovita.

Međutim, kada se povežu redovita tjelovježba i uravnotežena prehrana, masaža koja potiče cirkulaciju može dovesti do poboljšanja u izgledu kože.

2. Upoznajte svoj uređaj

Anti-celulitni masažer device pruža mogućnost uživanja u masaži koja potiče cirkulaciju, osobito za celulit, izgled narančine kore i oslabljeno vezivno tkivo na nogama, nadlaktici i stražnjici.

Snažan motor omogućava jaku gnječeću masažu. Njegove kompleksne kretnje omogućavaju potkožnom vezivnom tkivu masažu, potiču cirkulaciju i protok limfe. Pomoću funkcije gnječenja, ovaj uređaj imitira pokrete ruke koji se koriste tijekom profesionalne masaže. Zahvaljujući svom ergonomskom dizajnu, uređaj omogućava komfornu primjenu u kućnim uvjetima.

3. Predviđena primjena

Ovaj uređaj je namijenjen samo za masažu pojedinih dijelova ljudskog tijela. Uređaj je za osobnu uporabu i nije namijenjen u medicinske ili komercijalne svrhe korištenja. Ne može zamijeniti medicinski tretman. Nemojte koristiti ovaj masažer u slučaju da se bilo koje od navedenih upozorenja odnosi na vas. Molimo potražite savjet svoga liječnika ako niste sigurni da li je ovaj masažer prikladan za vas.



UPOZORENJE

Uporaba ovog masažera je zabranjena u slijedećim slučajevima:

- na djeci.
- na životinjama.
- Nne kod promjena koje su posljedica bolesti ili ozljeda u području leđa (npr. problemi s leđnim diskovima, otvorene rane),
- nikada nemojte koristiti masažni uređaj u području srca kod osoba koje imaju ugrađen pejsmejker (pacemaker). Uvijek potražite savjet liječnika prije korištenja masažnog uređaja kod osoba koje imaju ugrađen srčani pejsmejker (pacemaker).
- Nikada ne koristite ovaj masažer na oteklinama, opeklinama, upaljenoj ili oštećenoj koži ili dijelovima tijela.
- masažni uređaj ne smijete koristiti na otvorenim ranama, kapilarama, varikoznim venama, aknama, kuperози kože, herpesu ili drugim kožnim bolestima.
- ovaj masažer ne smijete koristiti tijekom trudnoće.
- ne primjenjujte ovaj masažer na lice (oči), na grkljanu ili drugom osobito osjetljivom dijelu tijela
- ne koristite ovaj masažer za masažu stopala.
- Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj za vrijeme spavanja.
- Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj nakon uzimanja lijekova ili pijenja alkohola (smanjen nivo svijesti i ograničeno rasuđivanje).
- Ne koristite u automobilu.

Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući djecu) koje imaju ograničenja fizičkih, senzoričkih ili mentalnih mogućnosti i/ili od strane osoba kojima manjka razumijevanje o ovakvoj opremi i tehnici i kako se ona koristi, ako nisu pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako im nisu dane upute o tome kako koristiti uređaj. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi bili sigurni da uređaj neće koristiti kao igračku.

Uvijek konzultirajte svog liječnika prije korištenja masažera u slučaju da:

- patite od ozbiljnih bolesti ili se oporavljate od operacije na gornjem dijelu tijela,
- imate ugrađen srčani pejsmejker, implantat, premosnicu ili drugo pomagalo
- tromboze,
- dijabetesa,
- slučaju bolova nerazjašnjenog podrijetla.

Uređaj je jedino namijenjen u svrhe opisane u ovim uputama za rukovanje. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu usljed neprimjerenog korištenja ili nesmotrenog korištenja.

4. Informacije o sigurnosti

Molimo pročitajte ove upute uz dužnu pozornost. U slučaju nepridržavanja uputa koje su u njima navedene može doći do osobne ozljede ili materijalne štete. Čuvajte upute na sigurnom mjestu gdje također mogu biti dostupne drugim korisnicima ovog uređaja. Uvijek s uređajem prosljedite i ove upute u slučaju kada ga prodajete ili poklanjate drugoj osobi.



UPOZORENJE

Držite pakovne materijale van dohvata male djece. Rizik od gušenja.

Električni udar



UPOZORENJE

Poput svakog električnog uređaja, ovaj masažer mora imati primjerenu mjeru brige i opreza kod rukovanja kako bi spriječili rizik od električnog strujnog udara.

Iz tog razloga, uređaj je dozvoljeno upotrebljavati samo na slijedeći način:

- samo uz priloženi strujni adapter i na strujnoj mreži čija je jakost navedena na adapteru,
- ne koristite ovaj uređaj u slučaju vidljivog oštećenja na samom masažeru ili bilo kojem od njegovih pripadajućih dijelova,
- nikada ne koristite uređaj tijekom nevremena s grmljavinom.

U slučaju kvara ili defekta uređaja, odmah isključite uređaj i isključite iz strujne utičnice. Nikada nemojte pokušavati isključiti uređaj iz strujne utičnice tako da povlačite kabel. Nikada nemojte držati ili prenositi uređaj držeći ga za kabel. Držite kablove dalje od vrelih površina. Kablove nemojte presavijati, uvrtni niti priklještit. Nemojte na kabel pribadati igle, pribadače ili bilo kakve oštre predmete.

Uvijek pazite da masažni uređaj, klizni prekidač, adapter i kabel ne dođu u doticaj s vodom, vlagom ili drugim tekućinama.

Iz tog razloga uređaj koristite samo u suhim unutarnjim prostorima (npr. Nikada u kupatilu ili sauni).

Nikada ne pokušavajte uređaj izvaditi u slučaju ako padne u vodu. Odmah iskopčajte utikač kabela iz strujne utičnice.

Uređaj nemojte koristiti u slučaju vidljivog oštećenja uređaja ili pripadajućih dijelova. Uređaj nemojte udarati na bilo kakav način niti ga ispuštajte da padne.

Popravke



UPOZORENJE

- Popravke električnih uređaja smiju vršiti samo za to kvalificirane i obučene osobe. Nepravilni popravci mogu predstavljati značajnu opasnost za korisnika. U slučaju potrebe da se uređaj popravi, molimo obratite se službi za korisnike ili ovlaštenom distributeru Beurer uređaja.
- U slučaju oštećenja adaptera ili kabela, zamjenu mora izvršiti ovlašteni servis ili zastupnik Beurer proizvođača.

Opasnost od požara

UPOZORENJE

U slučaju neprimjerenog korištenja uređaja postoji opasnost od požara, ili u slučaju da se uređaj ne koristi u skladu s ovim uputama za korištenje. Iz tog razloga, masažer se mora koristiti na način kako je navedeno:

- Nikada uređaj ne smijete koristiti ispod pokrivača, poput deke ili jastuka.
- Nikada uređaj ne smijete koristiti u blizini benzina ili drugih lako zapaljivih materijala.

Rukovanje uređajem

UPOZORENJE

Isključite uređaj i odspojite kabel iz strujne utičnice nakon svakog korištenja i prije svakog čišćenja.

- Nikada nemojte umetati bilo kakve predmete u otvore na uređaju, i nikada ništa nemojte umetati u dijelove uređaja koji rade rotaciju. Uvijek se prethodno uvjerite da su dijelovi uređaja koji rade rotaciju imaju slobodnu pokretljivost.
- Držite uređaj dalje od visokih temperatura.

Odlaganje

OPREZ




Pridržavajte se lokalnih komunalnih propisa o odlaganju materijala. Uređaj treba odlagati u skladu s pravilnikom o odlaganju elektronskog otpada (EU Direktiva 2002/96/EC o elektroničkom otpadu i elektroničkoj opremi (WEEE) (Waste Electrical and Electronic Equipment)). U slučaju pitanja, molimo obratite se lokalnim vlastima koje su odgovorne za komunalne poslove u vašem području.

5. Opis uređaja

Anti-celulitni masažer

1. Podesiva nosiva traka za ruku
2. Klizni prekidač s 3 postavke
0 = isključeno
1 = niska brzina
2 = visoka brzina
3. Roleri masažera
4. Strujni adapter



6. Stavljanje uređaja u pogon

- Uklonite pakovni materijal.
- Provjerite uređaj, strujni adapter i kabel na moguća oštećenja.
- Spojite strujni adapter na utičnicu na masažnom uređaju.
- Kabel postavite u siguran položaj u kojem nema rizika da se netko spotakne preko njega.

7. Rad s uređajem

Pritisnite masažer pažljivo na dio tijela koji želite masirati. Prekinite masažu ili promijenite položaj ili primjenjeni pritisak na mjesto u slučaju kada osjetite bol ili neugodu.

Nemojte zatvoriti niti silom gurati bilo koji dio svog tijela, osobito prste, između rotirajućih rolera masažera.

Uključite masažer pomoću kliznog prekidača. Roleri masažera će otpočeti vrtnju i nastaviti rotaciju. Možete birati između visoke i niske brzine rotacije. Za isključivanje uređaja, gurnite klizni prekidač u položaj "0".

Napomena

- Nemojte koristiti ovaj masažer dulje od 15 minuta. U suprotnom, korištenje uređaja dulje od navedenog roka može pretjerano stimulirati mišiće i uzrokovati napetost umjesto relaksacije.

8. Njega i pohrana

Čišćenje

UPOZORENJE

- Prije čišćenja uređaj odspojite iz strujne mreže iskapčanjem adaptera iz strujne utičnice i odspajanjem kabela od masažera.
- Uređaj čistite isključivo na opisani način. Tekućina nikada ne smije prodirjeti unutar uređaja niti pripadajućih dijelova.

- Roleri masažera se mogu skinuti čvrstim povlačenjem. Tako odvojeni roler nastavci se mogu čistiti ispod mlaza tekuće vode mekanom četkicom i s pomoću malo tekućeg deterdženta. Uređaj se može čistiti mekanom, lagano navlaženom krpom.
- Uređaj ne smijete koristiti sve dok nije potpuno suh.

Pohrana

U slučaju da uređaj nećete koristiti duži vremenski period, preporučujemo da ga pohranite u originalno pakiranje i spremite na suho mjesto, bez da ga opteretite stavljanjem nekog predmeta na njega.

Proizvođač : BEURER GmbH + Co. KG • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Njemačka)

Tel.: 0731 / 39 89-144 • Fax: 0731 / 39 89-255 www.beurer.de • E-mail: kd@beurer.de

Zastupnik za RH: Medikor d.o.o.

Jarušćica, 10 000 Zagreb

tel 01 3689 666, fax 01 3666 000

e-mail info@medikor.hr www.medikor.hr

Izjavu o sukladnosti, declaration of conformity možete naći na internetu, na adresi www.medikor.info

JAMSTVENI LIST

Hvala što ste kupili proizvod marke BEURER. Proizvod je izrađen s osobitom pozornošću od visokokvalitetnih materijala. Izrađen je tako da budete njime u cijelosti zadovoljni, pod uvjetom da njime rukujete ispravno i da ga održavate prema uputi o uporabi. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi **pet godina** od dana njegove kupnje. Beurer jamči ispravnost konstrukcije, izrade i materijala. Unutar jamstvenog roka Medikor će o svom trošku popraviti ili zamijeniti neispravan proizvod ili njegove neispravne dijelove. Davalac jamstva se obvezuje u razumnom roku izvršiti popravak od dana prijave kvara.

Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom. Popravak ili zamjena Beurer proizvoda tijekom jamstvenog roka neće produžiti jamstveni rok.

Jamstvo ne obuhvaća:

- a) troškove štete nastale u transportu
- b) troškove nastale zbog popravka od strane neovlaštenih osoba. Ukoliko bude potrebno obratite se ovlaštenom servisu.
- c) troškove povremene kontrole i održavanja;
- d) kvarove i trošenje pribora ili dodataka samoj glavnoj jedinici uređaja;
- e) oštećenja bilo koje vrste, uključivši ona nastala nezgodom ili neispravnim rukovanjem.
- f) jamstvo vrijedi samo ako se pošalje cijeli proizvod zajedno s jamstvenim listom i originalnim računom. Jamstveni list mora biti potpuno popunjen i Medikor pridržava pravo odbiti reklamaciju u slučaju ikakvih nejasnoća u navedenim podacima.

NAPOMENA: JAMSTVENI ROK NE OBUHVAĆA BATERIJSKE ULOŠKE

TIP/MODEL PROIZVODA

SERIJSKI BROJ PROIZVODA (na stražnjoj strani proizvoda):

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE:

OPIS KVARA:

IME I PREZIME KUPCA:

ADRESA KUPCA:

Zastupnik za Hrvatsku:
MEDIKOR d.o.o.
Jaruščica 9 e
10000 Zagreb
Tel: 01/3689 666
e-mail: info@medikor.hr

Servis:
MEDIKOR d.o.o.
Falerovo šetalište 22
10000 Zagreb
Tel: 01/3667 212

BEURER - 5

Izjavu o sukladnosti, declaration of conformity
Možete naći na internetu, na adresi
www.medikor.info